

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd31/Pecam1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P16284

Numéro d'article: CM0002930



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD31/PECAM1 humain, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Détecte le CD31 humain, de souris et de rat. Convient aux études sur l'adhésion des cellules endothéliales, la transmigration des leucocytes et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD31/PECAM1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5175
Identifiant du gène	5175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16284
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sachet de glace