

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd31/Pecam1 Pour Wb, If-P, Ihc-P - P16284

Numéro d'article: CM0014836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD31/PECAM1 humain, adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence sur paraffine et l'immunohistochimie. Réagit avec l'humain et la souris, soutenant les études sur la migration des leucocytes, les jonctions endothéliales et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD31/PECAM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espèce	Humain
ID de gène	5175
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16284
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace