


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd320 Pour Wb, Elisa - Q9Npf0

Numéro d'article: CM0025332



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CD320 (antigène TCbIR/8D6), validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et de souris. Adapté à l'étude de la différenciation, la prolifération des lymphocytes B et l'absorption de la cobalamine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD320 Rabbit pAb
Remarques/Alias	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
Espèce	Humain
ID du gène	51293
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-229 de CD320 humain (NP_057663.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NPF0
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace