


Anticorps Polyclonal Anti-Cd324/E-Cadhérine Pour Wb, Elisa - P09803

Numéro d'article: CM0023352



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CD324/E-Cadhérine de souris, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la biologie épithéliale et du cancer. Protéine de 98 kDa. - P09803

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CD324/E-Cadhérine
Remarques/Alias	CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; cadhérine-1; CD324/E-Cadhérine
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	999
GeneID	12550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-369 de la CD324/E-Cadhérine de souris (NP_033994.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09803
Poids moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace