


Polymab® De Lapin Anti-Cd324/E-Cadhérine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09803

Numéro d'article: CM0009780



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la CD324/E-Cadhérine (UM, UVO, Ecad, ARC-1, E-cad, L-CAM). Adapté pour le WB, IF-P, IHC-P, ELISA sur des échantillons de souris et de rat. Poids moléculaire prédit : 98 kDa. UniProt : P09803.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-CD324/E-Cadhérine
Remarques/Alias	Um ; UVO ; Ecad ; ARC-1 ; E-cad ; L-CAM
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	999
GeneID	12550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-369 de la CD324/E-Cadhérine de souris (NP_033994.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P09803
Poids protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace