

Anticorps Monoclonal Anti-Cd326/Epcam Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99Jw5

Numéro d'article: CM0005819

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la souris CD326/EpCAM, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Convient pour l'étude de l'adhésion épithéliale, de l'immunité muqueuse et de la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD326/EpCAM Rabbit mAb
Remarques/Alias	EGP ; Ly74 ; gp40 ; CD326 ; EGP-2 ; TROP1 ; Egp314 ; Ep-CAM ; EpCAM1 ; Tacsd1 ; GA733-2 ; Tacstd1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4072
GeneID	17075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-266 de la souris CD326/EpCAM (NP_032558.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99JW5
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace