


Anticorps Polyclonal Anti-Cd328 Pour Wb, Elisa - Q9Y286

Numéro d'article: CM0021593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD328 humain (SIGLEC7), validé pour la WB et l'ELISA. Idéal pour les études sur les récepteurs inhibiteurs des cellules tueuses naturelles. Immunogène recombinant ; réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD328 Rabbit pAb
Remarques/alias	p75 ; QA79 ; AIRM1 ; CD328 ; AIRM-1 ; CDw328 ; D-siglec ; SIGLEC-7 ; SIGLECP2 ; SIGLEC19P ; p75/AIRM1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	27036
ID du gène	27036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 144 du CD328 humain. (NP_055200.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y286
Poids moléculaire	51 kDa
Expédition	Sac de glace