


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd32A + Cd32B + Cd32C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12318 / P31994 / P31995

Numéro d'article: CM0003805



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CD32A, CD32B et CD32C humains. Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Adapté à la recherche sur les récepteurs Fcγ et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD32A + CD32B + CD32C Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγR1a; CD32A + CD32B + CD32C
Espèce	Humain
Identifiant de gène	2212/2213/9103
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12318/P31994/P31995
Poids de la protéine	35 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace