

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd33 Pour Wb, Elisa - P20138

Numéro d'article: CM0007357



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD33 humain (SIGLEC3), validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Immunogène recombinant (aa 18-259). Idéal pour la recherche sur les cellules myéloïdes et la microglie en immunologie et en neuroinflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD33
Remarques/Alias	p67 ; SIGLEC3 ; SIGLEC-3 ; CD33
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	945
GeneID	945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-259 du CD33 humain (NP_001763.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P20138
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace