

Anticorps Monoclonal Anti-Cd335/Nkp46 Pour If/Icc, Fc, Elisa - O76036

Numéro d'article: CM0007480



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD335/NKp46 humain validé pour IF/ICC, FC, ELISA ; cible le récepteur 1 de déclenchement de la cytotoxicité naturelle sur les cellules NK ; idéal pour la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc de Lapin CD335/NKp46
Remarques/Alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; récepteur 1 de déclenchement de la cytotoxicité naturelle
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9437
GeneID	9437
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-254 du CD335/NKp46 humain (NP_004820.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O76036
Poids Protéique	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace