

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd335/Nkp46 Pour Wb Et Elisa - Q8C567

Numéro d'article: CM0019538

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD335 (Nkp46, Ly94) de souris, validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la cytotoxicité des cellules NK. Swiss-Prot : Q8C567.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD335 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Ly94, Nkp46, CD335
Espèce	Souris
GenelD	17086 (souris)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-255 de la CD335 de souris (NP_034876.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8C567
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sachet de glace