

Anticorps Monoclonal Anti-Cd337/Nkp30 Pour If/Icc, Fc - O14931

Numéro d'article: CM0005524



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD337/NKp30 (NCR3) humain, validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la cytotoxicité des cellules NK, de l'immunosurveillance tumorale et de la maturation des cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD337/NKp30 mAb
Remarques/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; récepteur activateur de cytotoxicité naturelle 3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	259197
GenelD	259197
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD337/NKp30 humain (NP_667341.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14931
Poids Protéique	16kDa/17kDa/18kDa/19kDaDa/20kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace