

Anticorps Monoclonal Anti-Cd34 Pour If/Icc, Fc, Elisa - Q64314

Numéro d'article: CM0006528

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CD34 de souris, idéal pour les applications IF/ICC, cytométrie en flux et ELISA dans la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques. Cet anticorps aide à étudier l'adhésion cellulaire et l'hématopoïèse précoce.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD34 Lapin mAb
Remarques/Alias	CD34; molécule CD34; GIG3; MORT1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	947
GeneID	12490
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-287 de la CD34 de souris (NP_598415.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids Protéique	35kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace