

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd34 Pour Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P28906

Numéro d'article: CM0003540

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD34 humain. Validé pour WB, IHC-P, mIHC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin CD34
Remarques/Alias	CD34 ; Molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Humain
GenID (Humain)	947
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 286-385 du CD34 humain (P28906)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28906
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace