

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd34 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Numéro d'article: CM0017782

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD34 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le CD34 humain, un marqueur des cellules progénitrices hématopoïétiques impliqué dans l'adhésion cellulaire. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et l'endothélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD34 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	947
GeneID	947
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 32 et 290 du CD34 humain (NP_001020280.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P28906
Poids moléculaire	41 kDa
Expédition	Sac de glace