

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd35 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17927

Numéro d'article: CM0007907



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD35/CR1 humain (P17927) pour la recherche sur le complément. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; cible le récepteur d'adhérence immunitaire de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-CD35
Remarques/Alias	KN ; C3BR ; C4BR ; CD35
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1378
ID du gène	1378
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 901-1095 du CD35 humain (NP_000564.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P17927
Poids de la protéine	224 kDa
Expédition	Sac de glace