

Anticorps Monoclonal Anti-Cd351/Fcamr Pour Elisa, If/Icc, Fc - Q8Wwv6

Numéro d'article: CM0009493

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité ciblant le CD351/FCAMR humain (récepteur Fc alpha/mu). Validé pour ELISA, IF/ICC et cytométrie en flux, adapté à la recherche sur la réponse immunitaire et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD351/FCAMR Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	CD351 ; FCA/MR ; FKSG87 ; Fcalpha/muR
Espèce	Humain
GenelD (humain)	83953
GenelD	83953
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-450 du CD351/FCAMR humain (Q8WWV6-1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WWV6
Poids moléculaire protéique	24kDa/46kDa/57kDa
Expédition	Sac de glace