


Anticorps Monoclonal Anti-Cd352/Slamf6 Pour Fc - Q96Du3

Numéro d'article: CM0010575



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD352/SLAMF6 humain conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible la famille SLAM membre 6, un récepteur de cellules immunitaires impliqué dans l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Humain CD352/SLAMF6
Remarques/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KAL1b; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114836
GeneID	114836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-215 de CD352/SLAMF6 humain (NP_001171643.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96DU3
Poids de la protéine	24kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace