


Anticorps Monoclonal Anti-Cd352/Slamf6 Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q96Du3

Numéro d'article: CM0006337



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD352/SLAMF6 humain (membre 6 de la famille SLAM), adapté au WB, à l'IHC-P, à la cytométrie en flux et à l'ELISA. Détecte les isoformes de 24 et 37 kDa. Utile pour l'étude de l'activation des cellules NK et de la différenciation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SLAMF6 ; CD352 ; KALI ; KALib ; Ly108 ; NTB-A ; NTBA ; SF2000 ; membre 6 de la famille SLAM ; CD352/SLAMF6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	114836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 215 du CD352/SLAMF6 humain (NP_001171643.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96DU3
Poids moléculaire	24 kDa/37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant