

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd352/Slamf6 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Et39

Numéro d'article: CM0009073

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin généré par protéine recombinante ciblant la souris CD352/SLAMF6 (Ly108). Conçu pour WB, IF-P, ELISA. Idéal pour analyser la signalisation de la famille SLAM, l'activation des lymphocytes et la régulation immunitaire dans les cellules hématopoïétiques de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin CD352/SLAMF6
Remarques/Alias	KAL1; NTB-A; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	114836
GeneID	30925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-235 de la souris CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9ET39
Poids moléculaire protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace