


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd352/Slamf6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Du3

Numéro d'article: CM0007633



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD352/SLAMF6 humain (membre 6 de la famille SLAM), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte une bande à 24/37 kDa. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD352/SLAMF6 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6
Espèce	Humain
GeneID	114836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-215 du CD352/SLAMF6 humain (NP_001171643.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96DU3
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa/37 kDa
Expédition	Sac de glace