

Anticorps Monoclonal Anti-Cd353/Slamf8 Pour La Cytométrie En Flux - Q9P0V8

Numéro d'article: CM0010428

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le SLAMF8 humain (CD353, BLAME) pour la cytométrie en flux. Explorez la signalisation du récepteur des lymphocytes B et l'engagement de la lignée cellulaire grâce à des matières premières fiables pour le diagnostic in vitro (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac anti-CD353/SLAMF8 humain de lapin
Remarques/alias	BLAME ; CD353 ; SBB142
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	56833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 123 du CD353/SLAMF8 humain (NP_064510.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9P0V8
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace