


## Anticorps Monoclonal Anti-Cd355/Crtam Pour Cytométrie En Flux - O95727

Numéro d'article: CM0004345



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD355/CRTAM humain pour la cytométrie en flux. Validé pour des échantillons humains. Convient aux études sur l'activation des lymphocytes T, la différenciation et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | Lapin anti-Human CD355/CRTAM mAb                                                                                                  |
| Remarques/Alias     | CD355                                                                                                                             |
| Espèce              | Humain                                                                                                                            |
| ID de Gène (Humain) | 56253                                                                                                                             |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-287 du CD355/CRTAM humain (NP_062550.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                             |
| Application         | FC                                                                                                                                |
| Réactivité Croisée  | Humain                                                                                                                            |
| SWISS               | O95727                                                                                                                            |
| Poids Protéique     | 22kDa/44kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                      |