


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd355/Crtam Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - 095727

Numéro d'article: CM0007428



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin CD355/CRTAM de CamelBio, validé pour le Western blot, l'IF/ICC, la cytométrie en flux et l'ELISA. Réagit avec le CRTAM humain, une molécule d'adhésion cellulaire régulant l'immunité des cellules T et NK. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin CD355/CRTAM
Remarques/Alias	CD355 ; CD355/CRTAM
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	56253
ID du gène	56253
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-287 du CD355/CRTAM humain (NP_062550.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	095727
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa / 44 kDa
Expédition	Sac de glace