

## Anticorps Polyclonal Anti-Cd35/Cr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17927

Numéro d'article: CM0018688



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD35/CR1 humain (récepteur C3b/C4b, P17927). Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Utile pour les études sur la voie du complément, la clairance immunitaire et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CD35/CR1 Lapin pAb                                                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1                                                                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 1378                                                                                                                                                          |
| GeneID             | 1378                                                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-550 du CD35/CD35/CR1 humain (NP_000642.3). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                         |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                                        |
| SWISS              | P17927                                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 224kDa                                                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                  |