

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd36 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08857

Numéro d'article: CM0029031

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre CD36, produit contre une protéine de fusion recombinante, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec le CD36 de souris et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des acides gras, l'inflammation et l'angiogenèse. SWISS : Q08857.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD36 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAT ; GPIV ; Scarb3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	948
GeneID	12491
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-439 du CD36 de souris (NP_031669.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08857
Poids moléculaire protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace