


Anticorps Monoclonal Anti-Cd38 () Pour Fc - P28907

Numéro d'article: CM0008039



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD38 conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Cible la glycoprotéine transmembranaire multifonctionnelle CD38 (ADPRC1/cADPR1), impliquée dans la signalisation calcique et l'adhésion des cellules immunitaires. Adapté aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD38
Remarques/Alias	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (NP_001766.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28907
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace