


Anticorps Monoclonal Anti-Cd38 Pour Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0010441



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD38 humain, validé pour la cytométrie en flux. Adapté aux études sur la signalisation médiée par CD38, la fonction des cellules immunitaires et la régulation métabolique. Réactivité croisée : Humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD38 mAb
Remarques / Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécule CD38
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28907
Poids de la protéine	13 kDa / 34 kDa
Expédition	Sac de glace