

Anticorps Monoclonal Anti-Cd38 Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P28907

Numéro d'article: CM0005077



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD38 humain, validé pour WB, IHC-P, FC et ELISA. Il reconnaît le CD38 humain et du macaque cynomolgue, une enzyme multifonctionnelle et un récepteur clé pour la signalisation calcique et la migration des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD38 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	952
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Macaque cynomolgue
SWISS	P28907
Poids de la protéine	14 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace