


Anticorps Polyclonal Anti-Cd38 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Numéro d'article: CM0019898



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD38 (pAb) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'Homme, la Souris et le Rat. Cible l'ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1 pour la recherche en immunologie et métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD38 pAb de lapin
Remarques/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	952
Identifiant de gène	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 181-300 du CD38 humain (NP_001766.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28907
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace