

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd38 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P56528

Numéro d'article: CM0006482



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD38 de souris validé pour WB, IF/ICC, FC et ELISA. Cible l'ADP-ribosyl cyclase/hydrolase 1 de l'ADP-ribose cyclique, impliquée dans la signalisation calcique et l'activation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD38 de lapin
Remarques/alias	I-19 ; ADPRC 1 ; Cd38-rs1 ; CD38
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	952
ID du gène (souris)	12494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45 à 304 de la CD38 de souris (NP_031672.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P56528
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant