


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd38 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Numéro d'article: CM0013586



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD38 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le CD38 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'activité de l'ADP-ribosyl cyclase, de la signalisation calcique et de la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD38
Remarques/Alias	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1 ; CD38
Espèce	Humain
GeneID (humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (NP_001766.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P28907
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace