

Anticorps Monoclonal Anti-Cd39/Entpd1 Pour Fc, Elisa - P49961

Numéro d'article: CM0009321

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD39/ENTPD1 humain, une ectonucléotidase qui hydrolyse l'ATP/ADP. Adapté pour la cytométrie en flux (FC) et l'ELISA, soutenant la recherche en thrombose et en immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin CD39/ENTPD1
Remarques/Alias	CD39 ; SPG64 ; ATPDase ; NTPDase-1 ; CD39/ENTPD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	953
ID du gène	953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-442 du CD39/ENTPD1 humain (NP_001767.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49961
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace