

Anticorps Polyclonal Anti-Cd3D Pour Wb, Elisa - P04235

Numéro d'article: CM0023415

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CD3d de souris, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient à l'étude de la signalisation du récepteur des cellules T (TCR) et de l'immunité adaptative dans les modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD3d
Remarques/Alias	T3d; CD3d
Espèce	Souris
ID de gène	12500
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-115 de la CD3d de souris (NP_038515.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04235
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Pain de glace