

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd3D Pour Wb, If-P, Fc, Elisa - P04234

Numéro d'article: CM0008410



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD3D haute performance validé pour Western blot, immunofluorescence, cytométrie en flux et ELISA. Reconnaît la chaîne delta de CD3 de 19 kDa (P04234) impliquée dans la signalisation du récepteur des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	CD3D Rabbit mAb
Remarques / Alias	T3D ; IMD19 ; CD3DELTA ; CD3-DELTA ; CD3D
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	915
GenelD	915
Immunogène	Peptide synthétique (acides aminés 72-171 de CD3D humain, P04234)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04234
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac isotherme