

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd3D Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04234

Numéro d'article: CM0018477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD3D humain, validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le CD3D dans des échantillons humains et de rat. Convient à la recherche sur la signalisation des lymphocytes T et au développement d'immunoessais diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD3D pAb de lapin
Remarques/Alias	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
Espèce	Humain
GeneID (humain)	915
GeneID	915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 105 du CD3D humain (NP_000723.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	P04234
Poids moléculaire	19 kDa
Expédition	Sac de glace