

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd3E Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P07766

Numéro d'article: CM0002554

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD3E humain, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Fait partie du complexe TCR-CD3 essentiel pour l'activation des lymphocytes T. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD3E Lapin mAb
Remarques/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Espèce	Humain
ID de Gène	916
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07766
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace