

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd3E Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07766

Numéro d'article: CM0013011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD3E humain, validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec le CD3E de souris et de rat. Convient aux recherches sur la signalisation du récepteur des lymphocytes T, l'immunité adaptative et l'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Antigène CD3E, pAb de lapin
Remarques/alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon ; antigène CD3E
Espèce	Humain
GeneID (humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 111 et 207 du CD3E humain (NP_000724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P07766
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace