

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd3E Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Numéro d'article: CM0021362



Introduction

Le pAb de Lapin anti-CD3E est un anticorps polyclonal dirigé contre la chaîne epsilon du CD3 humain (aa 1-126). Convient pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris et le Rat. Idéal pour les études d'activation des cellules T et d'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-CD3E
Remarques/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Espèce	Humain
GeneID (humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 du CD3E humain (NP_000724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07766
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace