

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd3G Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09693

Numéro d'article: CM0010022



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le CD3G humain (chaîne gamma CD3). Validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules T, l'immunité adaptative et l'activation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD3G mAb lapin
Remarques/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	917
ID de gène	917
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-116 du CD3G humain (NP_000064.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09693
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace