

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3G Pour Wb - P09693

Numéro d'article: CM0006237



Introduction

CD3G Rabbit mAb est un anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD3G humain (P09693). Adapté pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée signalée chez l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules T et la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD3G Rabbit mAb
Remarques/Alias	T3G ; IMD17 ; CD3GAMMA ; CD3-GAMMA ; CD3G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	917
GeneID	917
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09693
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace