

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd3G Pour Wb, Elisa - P09693

Numéro d'article: CM0019561



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD3G humain, adapté au Western blot (WB) et à l'ELISA. Reconnaît la chaîne gamma de la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD3, un composant clé du complexe TCR-CD3 impliqué dans l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | CD3G Rabbit pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias     | T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G                                                                                        |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                      |
| ID du gène (humain) | 917                                                                                                                          |
| ID du gène          | 917                                                                                                                          |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 116 du CD3G humain (NP_000064.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée  | Humaine                                                                                                                      |
| SWISS               | P09693                                                                                                                       |
| Poids moléculaire   | 20 kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |