

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3H (Cd247) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20963

Numéro d'article: CM0002047



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin CD3H validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible la chaîne zêta de la glycoprotéine de surface des cellules T CD3 (CD247). Convient pour la recherche sur la signalisation des cellules T et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin CD3H
Remarques/Alias	T3Z ; CD3H ; CD3Q ; CD3Z ; TCRZ ; IMD25 ; CD3ZETA ; CD3-ZETA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	919
GeneID	919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-164 du CD3H humain (NP_932170.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20963
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace