

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd3H Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20963

Numéro d'article: CM0024573



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CD3H (CD3 zêta, CD247) pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Se lie à la sous-unité de signalisation TCR-CD3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD3H Rabbit pAb
Remarques / Alias	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	919
GeneID	919
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-164 de la protéine CD3H humaine (NP_932170.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20963
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace