


Anticorps Monoclonal Anti-Cd4 Pour La Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0009694



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD4 humain (T4/Leu-3) pour la cytométrie en flux. Réagit avec les protéines humaines et de cynomolgus. ~51 kDa. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T auxiliaires et la recherche sur le VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m anti-CD4 humain/singe de lapin
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	920
ID du gène	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine, cynomolgus
SWISS	P01730
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac réfrigérant