


Anticorps Monoclonal Anti-Cd4 () Pour Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0005343



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le CD4 humain, conjugué au fluorophore , validé pour la cytométrie en flux (FC) afin de détecter les lymphocytes T auxiliaires et autres cellules immunitaires CD4+.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD4
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01730
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace