

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd4 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P06332

Numéro d'article: CM0023821

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) contre CD4 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA ; détecte le CD4 humain et murin. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes T auxiliaires, les macrophages et les cellules NK, incluant les études sur la réponse immunitaire et la signalisation du TCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-CD4 de lapin
Remarques / Alias	L3T4 ; Ly-4 ; CD4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	920
GeneID	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 de la CD4 de souris (NP_038516.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace