

Polymab® De Lapin Anti-Cd4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06332

Numéro d'article: CM0009256

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Détecte le CD4 humain, murin et du singe cynomolgus. Essentiel pour la recherche sur les lymphocytes T auxiliaires et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD4 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris/Humain
GeneID (humain)	12504/ 920
GeneID	12504
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, singe cynomolgus
SWISS	P06332
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac réfrigérant