


Anticorps Polyclonal Anti-Cd40 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25942

Numéro d'article: CM0015792



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD40 humain (TNFRSF5). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les lymphocytes B, la signalisation immunitaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD40 Lapin pAb
Remarques/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Espèce	Humain
GeneID (humain)	958
GeneID	958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-104 de CD40 (NP_001241.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25942
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace