


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd40 Pour Wb Et Elisa - P25942

Numéro d'article: CM0006296



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD40 humain (TNFRSF5). Validé pour WB et ELISA. Détecte l'antigène de surface des cellules B CD40, un récepteur immunitaire clé. Idéal pour la recherche en cancérologie et en immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CD40 Lapin mAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 958                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-193 du CD40 humain. (NP_001241.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                       |
| SWISS              | P25942                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 31kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |